


Batterie pour ECG Cardi 3 et 6

Référence 04846-BAT



Prix du produit :

90,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

Batterie de recharge pour l'électrocardiographe Colson Cardi-3 et Cardi-6.

Description du produit :

Batterie pour ECG Cardi 3 et 6

- Batterie lithium 7,4V, 3700 mAh pour appareil ECG Colson Cardi-3 et Cardi-6
- Poids de la batterie rechargeable : 2.3 kg
- Dimension de la batterie ECG : 310 x 210 x 90 mm
- Adaptateur de 12V

Classe I, équipements de défibrillation de type CF