

Tire comedon en forme de bague inox

Référence 01460



Prix du produit :

17,33 € taxe inclu

Description brève du produit :

Instrumentation médicale indispensable pour les dermatologues, le [tire comédons](#) sous forme de bague est très efficace pour extraire les comédons. Sa forme lui permet d'accéder à des régions du corps difficiles à atteindre. Matière inox. Autoclavable.

Description du produit :

Tire comédon

Bague, autoclavable

- Matière Acier Inoxydable AISI type 304
- Poids net 10g
- Finition : Inox Satiné - Mat
- Dimension : Longueur 3cm x Hauteur 3cm