

Adaptateur Universel smartphone pour Delta one & Delta 30

Référence 08015



Prix du produit :

111,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Adaptateur universel pour connecter votre smartphone aux dermatoscopes **Delta One**, **Delta 30** et **Delta 30 Pro** afin de bénéficier d'un retour sur votre téléphone.

Description du produit :

Cet **adaptateur universel** permet une connexion fluide entre votre smartphone et les dermatoscopes **Delta One**, **Delta 30**, et **Delta 30 Pro**, facilitant ainsi l'examen des lésions cutanées directement sur l'écran de votre téléphone.

Compatible avec la plupart des modèles de smartphones, il vous offre une visualisation haute résolution des **images dermatoscopiques** pour un diagnostic plus précis.

Conçu pour une utilisation pratique, cet accessoire optimise l'efficacité de vos consultations en vous permettant d'enregistrer, de zoomer et de partager les images directement depuis votre appareil mobile.

Installation de l'adaptateur universel Delta One

Pour installer votre adaptateur, retirez simplement son film de protection, puis collez-le fermement sur la caméra principale de votre smartphone.

Ensuite, vous aurez besoin d'un dermatoscope DELTA One ou DELTA 30 pour utiliser l'adaptateur. Il suffit alors de connecter la bague de mise au point du dermatoscope à la bague

magnétique de l'adaptateur, puis d'ouvrir l'application appareil photo de votre smartphone comme d'habitude.

Désormais, votre smartphone prendra des photos avec un zoom de qualité Heine, équivalent à celui d'un dermatoscope.