

# Aiguille à suture Filapeau® non résorbable boite de 36

Référence 07018



Prix du produit :

**63,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Suture stérile non résorbable** filapeau avec aiguille. Disponible en 5 tailles. Ce kit de suture est utilisé pour la fermeture des plaies superficielles et pour la chirurgie plastique.

Description du produit :

## Les sutures stériles non résorbables Filapeau®

Composées de monofils de polyamide pour la suture chirurgicale des plans cutanés superficiels et des parois.

**Le fil de suture Filapeau® est un monofil de polyamide bleu non résorbable spécialement conçu pour la fermeture des plaies cutanées superficielles et pour la chirurgie plastique.**

Ce fil est à la fois souple, solide et légèrement élastique. Il confère une bonne glisse lors de la suture et a une bonne tenue au nœud.

Les sutures sont teintées en bleu pour améliorer leur visibilité.

*Composition :*

- **Fil** : polyamide bleu (colorant : Phtalocyanine de cuivre CI 74160 et noir de carbone CI 77266)
- **Aiguille** : acier inoxydable

La suture Filapeau® est **stérilisée à l'oxyde d'éthylène** (durée de validité de 5 ans à compter de la stérilisation).

Les sutures stériles sont conditionnées dans un support carton Onepak®, sous pochette externe papier/poly pelable. Elles sont disponibles par **boîte de 36**.

8 tailles au choix :

Réf.	USP	Décimale	Courbure	Longueur de l'aiguille	Longueur du fil
03181	2/0	3	3/8	18 mm	90 cm
07016	3/0	2	3/8	13 mm	90 cm
03180	3/0	2	3/8	16 mm	90 cm
07011	3/0	2	3/8	18 mm	90 cm
07018	4/0	1,5	3/8	13 mm	90 cm
03179	4/0	1,5	3/8	16 mm	90 cm
03178	5/0	1	3/8	12 mm	90 cm
03177	6/0	0,7	3/8	12 mm	90 cm

*Marquage CE, produit conforme aux exigences essentielles de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.*

**Boîte de 36 pochettes. CE.**