

Pince Magill inox

Référence 00393



Prix du produit :

9,69 € taxe inclu

Description brève du produit :

Cette pince de Magill est utilisée pour "désobstruer" les voies aériennes par exemple lorsqu'un objet est coincé dans la gorge.

Disponibles en 3 tailles : pédiatrique, enfant et adulte.

Description du produit :

Pince Magill

Le bec coudé de cette pince permet de dégager de la place pour passer un autre dispositif médical : une sonde, un bistouri ou autre.

Matière : inox

Tailles au choix :

- Pédiatrique : 15 cm
- Adulte : 24 cm
- Enfant : 20 cm

Qu'est-ce qu'une pince de Magill ?

La pince de Magill est un dispositif médical de base qui est utilisé pour intuber les patients qui sont inconscients ou incapables de respirer de manière autonome. Cet outil est couramment utilisé dans les salles d'opération, les services d'urgence et les unités de soins intensifs pour

manipuler les voies respiratoires des patients.

Cette pince ressemble à une pince allongée, avec des mâchoires courbées à l'extrémité. Ces mâchoires sont utilisées pour saisir et manipuler l'extrémité du tube endotrachéal, qui est ensuite inséré dans la trachée du patient.

Il est important de noter que la pince de Magill doit être utilisée avec précaution, car une mauvaise manipulation peut causer des dommages aux voies respiratoires et aux tissus environnants. Les praticiens doivent être formés et compétents pour utiliser cet outil de manière sûre et efficace.

En conclusion, la pince de Magill est un outil indispensable dans les situations d'intubation et de manipulation des voies respiratoires des patients. Toutefois, elle doit être utilisée avec une grande prudence et par un personnel compétent uniquement.

Comment utiliser une pince de Magill ?