

Lecteur carte vitale DC-300 3 en 1 : QR, NFC, Carte

Référence 08001



Prix du produit :

129,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Outil essentiel pour les professionnels de santé le **Lecteur de carte Vitale 3 en 1** permet la lecture de QR Code, NFC, CV1, CV2, et CPS via l'application E-Carte Vitale. Polyvalent, rapide, fiable et compatible tous les logiciels et environnements.

Description du produit :

Lecteur de carte Vitale 3 en 1, ce dispositif est un lecteur multifonctions permettant la **lecture de cartes Vitale** utilisant la technologie RFID selon les normes NFC, MIFARE ainsi que la **lecture de codes-barres 1D et 2D** sur divers supports tels que le papier, les tickets, les cartes ou les écrans de téléphone.

Conçu spécifiquement pour les professionnels de la santé ce **lecteur de carte** vitale vous offre une solution optimale pour la gestion des données des patients.

Caractéristiques techniques :

- Compatibilité avec toutes les interfaces USB, PC/SC.
- Connexion USB filaire plug and play, sans nécessité de pilotes supplémentaires.
- Fonctionnement fluide avec une variété d'environnements et de logiciels.
- Validation et tests conformes pour l'application **SESAM Vitale**.

- Fonctionnalités avancées permettant la lecture des QR codes et des puces NFC de l'application carte Vitale ainsi que des prescriptions électroniques (e-prescriptions), garantissant l'intégrité de la facturation **SESAM Vitale** et la sécurisation des ordonnances électroniques via les QR codes des e-prescriptions.
- Capacité de lire les DataMatrix INS (Identité Nationale de Santé) et les attestations de Tiers-payant.
- Garantie : 1 an

Retrouvez également toute notre gamme de [lecteur de carte](#)