

LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES MULTI-SURFACES SLEEPY - sachet de 100 lingettes

Référence 08002



Prix du produit :

2,31 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **lingettes nettoyantes désinfectantes Sleepy** permettent un essuyage rapide des surfaces non poreuses avec une efficacité **virucide en 30 s** sur virus enveloppés. Présentées en **100 lingettes**, elles sont prêtes à l'emploi, sans rinçage, pour les espaces médicaux et les surfaces au contact des denrées alimentaires.

EN 1276, EN 13727+A2, EN 14476+A1/A2 • CE
• Sans rinçage • Sachet de 100

Description du produit :

Lingettes Sleepy, hygiène rapide des surfaces

Ces lingettes désinfectantes sont conçues pour l'entretien des surfaces non poreuses au quotidien. Les **lingettes nettoyantes désinfectantes Sleepy** sont prêtes à l'emploi, sans rinçage, et conditionnées en **sachet de 100 lingettes**.

Leur formule imprégnée associe une action **bactéricide**, **levuricide** et **virucide** avec un temps de contact court. Elles conviennent pour essuyer rapidement une poignée, une tablette ou un plan de travail entre deux utilisations.

Elles s'intègrent facilement dans les protocoles d'entretien des petits équipements et zones fréquemment touchées. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, EHPAD, centres de

soins, cabinets dentaires et zones de préparation alimentaire.

Points forts

- **Temps d'action court** : activité virucide sur virus enveloppés en 30 secondes selon les normes indiquées, pratique pour les rythmes de nettoyage soutenus.
- **Utilisation sans rinçage** : aucune étape complémentaire n'est nécessaire après application, sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.
- **Compatible multi-surfaces** : adaptées aux surfaces non poreuses et aux petits objets, pour une utilisation simple en zone de soins, d'accueil ou de préparation.
- **Format refermable** : le sachet de 100 lingettes aide à préserver l'humidité du produit et limite les manipulations inutiles.
- **Support non-tissé résistant** : composition visqueuse et polyester pour un essuyage efficace et une bonne tenue pendant l'usage.
- **Formule spécifique** : sans colorant et sans ingrédients d'origine animale, avec une base associant alcool et ammoniums quaternaires.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Type de produit : Lingettes nettoyantes désinfectantes multi-surfaces

Marque : Sleepy

Dimensions : 150 x 180 mm

Conditionnement : Sachet de 100 lingettes

Matériau : Non-tissé visqueuse 25% et polyester 75%

Composition : Aqua, alcool éthylique, chlorure d'ammonium C12-14-alkyldiméthyl (éthylbenzyl), chlorure de didécyl diméthyl-ammonium, chlorure de benzalkonium alkyl (C12-16), C12-15 paréth-12, phénoxyéthanol, acide déshydroacétique, acide benzoïque, glycérine, diacétate de glutamate de tetrasodium, parfum

Couleur : Blanche

Utilisation : Usage unique

Sans rinçage : Oui, sauf contact prolongé avec la peau ou les muqueuses

Temps de contact : 30 à 60 secondes selon l'activité recherchée

Poids Net : 480 g

Durée de vie : 24 mois

Type d'emballage : Sachet refermable

Statut réglementaire : Produit biocide TP2 et TP4

Classe DM/EPI : DM Classe I

Normes & sécurité

Classe : DM Classe I

Norme : EN 1276, EN 13727+A2, EN 1500, EN 16615, EN 1275, EN 1650+A1, EN 13624, EN 14476:2013+A1/A2

Marquage : CE

Fabricant : Sleepy

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter l'entretien des zones de travail, les solutions de désinfection surfaces sont adaptées aux surfaces plus étendues. Les gants nitriles accompagnent les opérations de nettoyage. Les essuie-mains aident à maintenir un poste propre entre deux interventions.