

Cryopen O+ / 4 applicateurs et 6 recharges n20

Référence 08013



Prix du produit :

1 999,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Conçu sous forme de stylo, le **Cryopen O+** est spécialement conçu pour éliminer diverses imperfections cutanées en utilisant le froid, générant une température extrêmement basse d'environ -89°C pour détruire les tissus indésirables.

[Demander une démonstration](#)

Description du produit :

Performant et efficace, le **stylo de cryothérapie CryoPen O+** convient à diverses spécialités médicales telles que les médecins généralistes, dermatologues, pédiatres et podologues. Léger et peu encombrant, il peut être utilisé avec facilité dans de nombreux environnements médicaux tels que les cliniques ou les cabinets.

Conçu en forme de stylo, le CryoPen O+ utilise le froid pour éliminer diverses imperfections ou **lésions cutanées**. Il génère une température extrêmement basse, environ -89°C , provoquant une brûlure capable de détruire les **tissus indésirables**.

D'une manipulation simple, le CryoPen O+ offre aux **professionnels de santé** une véritable cryothérapie efficace. Grâce à sa technologie de pointe, il permet d'appliquer des traitements ciblés et précis, minimisant ainsi les dommages aux tissus sains environnants.

Le CryoPen O+ permet de traiter les verrues, plaques cutanées, lentigos solaires, kératoses actiniques, kératoses séborrhéiques, hémangiomes, et bien d'autres affections cutanées.

Sa **forme arrondie** lui offre une prise en main intuitive pour une grande agilité et une précision inégalée lors des traitements. Sa facilité d'utilisation permet de traiter efficacement les différentes lésions cutanées grâce à la pression d'un simple bouton.

Deux formats de cartouches de gaz sont disponibles : la **cartouche de 8g** pour une utilisation continue de 100 secondes et la **cartouche de 16g** pour 200 secondes.

Les **pointes fines** compatibles avec le CryoPen O+ permettent aux praticiens de cibler précisément la zone affectée, réduisant ainsi les risques de lésions des tissus environnants, en dermatologie ou en gynécologie.

Dans la plupart des cas, les **procédures de cryochirurgie** durent moins de 30 secondes, bien que les traitements plus complexes, comme les verrues plantaires, puissent durer jusqu'à 45 secondes.

Ce **stylo de cryothérapie** est adapté à divers domaines médicaux, y compris la gynécologie, l'urologie et la médecine générale.

A propos du Cryopen O+ :

- Compatible avec des cartouches de 8 g et 16 g
- La cartouche de 8 g permet une durée maximale de traitement de 120 secondes.
- La cartouche de 16 g permet une durée maximale de traitement de 240 secondes.
- Livré avec son boîtier premium bleu en aluminium

Le Cryopen O+ peut être utilisé par les spécialités suivantes :

- Médecins généralistes
- Dermatologues
- Gynécologues
- Urologues
- Pédiatres
- Chirurgiens esthétiques
- Vétérinaires

Caractéristiques :

- Le stylo de cryothérapie Cryopen O+ vous offre une utilisation facilitée grâce à la pression d'un simple bouton.
- Le cryopen O+ vous assure une gestion précise du flux de protoxyde d'azote (N₂O).
- Avec une puissance de congélation incomparable, il utilise l'évaporation directe du gaz pour maintenir une température constante de -89°C en phase liquide sur la lésion.
- Il permet l'élimination efficace de diverses affections telles que les verrues vulgaires, fibromes, papillomes, hémangiomes, taches séniles, kératose séborrhéique et actinique, granulome, condylome, etc.
- Sa pénétration rapide (1 mm toutes les 5 secondes) réduit les dommages aux tissus sains

environnants lors du traitement.

- Il utilise des cartouches de 8g à usage unique et est fourni avec 4 embouts applicateurs de couleur jaune, blanc, bleu et vert pour le traitement des lésions de surface allant de 1 à 20 mm, ainsi que 6 cartouches de recharge N2O.
- Livré avec une garantie de 5 ans et conforme aux normes CE.

Livré avec 4 embouts applicateurs :



Indications par type et durée de traitement :



Acrochordon
Treatment:
10-15 seconds



**Seborrheic
Keratosis**
Treatment:
5-10 seconds



Pigmented Spot
Treatment:
3-5 seconds



Solar Lentigo
Treatment:
3-5 seconds



**Molluscum
Contagiosum**
Treatment:
10-15 seconds



Haemangioma
Treatment:
5-10 seconds



Skin Tag
Treatment:
5-10 seconds



Wart
Treatment:
10-15 seconds

- Tétine (traitement : 10-15 secondes)
- Lésion pigmentées (traitement : 5-10 secondes)
- Lentigo solaris (traitement : 3-5 secondes)
- Fibroma molle (traitement : 5-10 secondes)
- Molluscum contagiosum (traitement : 10-15 secondes)
- Hémangiome (traitement : 5-10 secondes)
- Kératose séborrhéique (traitement : 5-10 secondes)
- Verrue (traitement : 10-15 secondes)