

PACK DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE DELTA 55 AVEC TABOURET PONY MEDICLINIC - pack offert

Référence 08006

Prix du produit :

820,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le pack divan d'examen électrique Delta 55 avec tabouret Pony MEDICLINIC réunit un modèle **2 plans** à réglage électrique avec amplitude de hauteur **43 à 85 cm**, dossier inclinable et capacité jusqu'à **200 kg**. Existe en plusieurs couleurs.

3 Ans • CE • Hauteur variable électrique • Tabouret Pony offert



Description du produit :

Delta 55, une table électrique pensée pour la consultation

Ce divan d'examen électrique apporte une mise à hauteur simple et rapide au cabinet grâce à sa motorisation et à son dossier ajustable. Le **pack divan d'examen électrique Delta 55 avec tabouret Pony MEDICLINIC** propose une amplitude de **43 à 85 cm** avec une charge admissible de **200 kg**.

La commande périphérique permet de modifier la hauteur pendant le soin sans gêner la pratique. Sa mousse de **9 cm** et le dossier proclive-déclive favorisent une installation confortable lors des examens de durée variable.

Le trou visage avec bouchon amovible, le porte rouleau et les roues avec blocage participent à une organisation plus fluide de l'espace de soin. Idéal pour les cabinets médicaux, kinésithérapeutes, ostéopathes, centres de soins et maisons de santé.

Points forts

- **Réglage électrique en hauteur** : variation de **43 à 85 cm** pour adapter la table au geste du praticien et améliorer l'ergonomie au quotidien.
- **Dossier inclinable** : configuration 2 plans avec positions proclive et déclive afin de s'adapter à différents temps d'examen.
- **Capacité élevée** : structure en acier renforcé supportant jusqu'à **200 kg** pour un usage régulier en environnement professionnel.
- **Déplacement facilité** : **4 roues avec système de blocage** pour bouger le divan si nécessaire puis le maintenir stable pendant l'utilisation.
- **Accueil confortable** : mousse de **9 cm** et revêtement renforcé pour une installation agréable et un entretien courant plus simple.
- **Ensemble complet** : tabouret Pony réglable inclus pour disposer d'un poste de consultation prêt à être utilisé.

Caractéristiques techniques

Marque : MEDICLINIC

Type de produit : Divan d'examen électrique 2 plans avec tabouret médical

Dimensions : L 197 x l 68 x H 43 à 85 cm

Réglage hauteur : Moteur électrique

Hauteur variable : De 43 à 85 cm

Charge maximale : 200 kg

Tête/dossier : Hydraulique, assisté par vérin à gaz

Inclinaison dossier : Déclive -23° / Proclive 90°

Structure : Acier renforcé en époxy blanc

Épaisseur de mousse : 9 cm

Trou visage : Oui, amovible avec bouchon facial

Roues : 4 roues avec système de blocage

Porte rouleau : Oui

Poids net : 89 kg

Utilisation : Réutilisable

Conditionnement : Livré monté avec 1 tabouret Pony réglable

Dimensions tabouret : Assise 37 cm, piétement Ø 50 cm

Hauteur tabouret : De 50 à 64 cm

Garantie : 3 ans (moteur) / 1 an (sellerie)

Couleurs : Noir Graphite ; Bleu California ; Gris Daytona

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le pack comprend 1 divan d'examen électrique Delta 55, 1 tabouret Pony réglable, 1 bouchon facial amovible et 1 porte rouleau intégré.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préserver la sellerie entre deux consultations, les draps d'examen sont utiles au quotidien. Selon l'organisation du cabinet, les accessoires tables et divans d'examen permettent d'adapter le mobilier. Les tabourets médicaux complètent aussi le confort de travail.