

# Dermatoscope heine - Delta One

Référence 08009



Prix du produit :

**1 079,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Découvrez le **dermatoscope Heine DELTA one** une vision révolutionnaire de la dermatologie. En choisissant le **dermatoscope Heine DELTA one**, vous faites le choix d'un instrument de qualité supérieure qui vous accompagnera dans votre pratique médicale au quotidien.

Description du produit :

Le **dermatoscope Heine DELTA one** est un investissement judicieux pour les professionnels de santé qui recherchent un outil de diagnostic fiable, performant et polyvalent.

Sa technologie de pointe, son ergonomie remarquable et ses fonctionnalités avancées en font un choix incontournable pour une pratique dermatologique moderne et efficace.

Point fort :

- Lentille achromatique de 22 mm de diamètre : Grossissement jusqu'à 10x sans déformation pour une image d'une netteté exceptionnelle.
- Système optique achromatique **HEINE** : Élimination des aberrations chromatiques pour une restitution parfaite des couleurs.
- LED HQ haute performance : Éclairage homogène et intense pour une observation précise des détails les plus fins.
- Champ de vision de 21 mm : Permet d'examiner de grandes zones cutanées en un seul coup d'œil.
- Polarisation commutable : Élimine les reflets et les brillances pour une visualisation optimale des structures cutanées.

## Spécificités :

- Fonction « Toggle » pour passer du mode d'éclairage polarisé au mode non polarisé
- 3 niveaux de luminosité
- Grossissement x10
- Témoin de charge

## Informations complémentaires :

- Article : **Dermatoscope HEINE DELTA one**
- Fabricant : **Heine**
- Dispositif médical : Oui
- Fonction : Observation des lésions cutanées de la peau
- Réglementation : Cet article est un dispositif médical destiné au professionnel de santé, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.

## Garantie 5 ans. CE.

Retrouvez également tout nos [Dermatoscope](#)