

TABOURET MÉDICAL DELTA 55 À ROULETTES RÉGLABLE MEDICLINIC - tabouret

Référence 08025



Prix du produit :

80,58 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tabouret médical Delta 55 MEDICLINIC** offre une assise en mousse très haute densité et un réglage par vérin à gaz pour ajuster la hauteur de **46 à 60 cm** selon le soin réalisé. Sa structure en métal chromé avec base **5 roues** accompagne les déplacements rapides en environnement médical. Existe en plusieurs couleurs.

CE • Vérin à gaz • Mousse haute densité 30 kg/m³ • 5 roues

Description du produit :

Tabouret médical Delta 55, assise mobile pour les soins

Ce tabouret médical est conçu pour faciliter les mouvements autour de la zone de consultation tout en conservant une position assise stable. Le **Delta 55 MEDICLINIC** réunit une assise rembourrée, une base à **5 roues** et un système de réglage par **vérin à gaz**.

Sa plage de hauteur de **46 à 60 cm** permet d'adapter simplement la posture au divan, au plan de travail ou à l'espace de soin. Son format compact aide à circuler plus librement dans les cabinets et salles de consultation.

La mousse très haute densité de **30 kg/m³** apporte un confort appréciable lors des utilisations répétées au fil de la journée. Idéal pour médecins généralistes, infirmiers libéraux,

kinésithérapeutes, podologues, cabinets médicaux et centres de soins.

Points forts

- **Réglage au vérin à gaz** : la hauteur se modifie rapidement pour s'ajuster au poste de travail et à la posture souhaitée.
- **Amplitude de 46 à 60 cm** : cette variation permet une utilisation polyvalente lors des consultations et des soins techniques.
- **Mousse très haute densité 30 kg/m³** : l'assise rembourrée améliore le confort lors d'un usage fréquent en cabinet.
- **Piètement 5 roues** : les déplacements restent fluides autour du patient, d'un fauteuil ou d'une table d'examen.
- **Structure en métal chromé** : la conception est adaptée à un usage professionnel régulier.
- **Dimensions L 46 x l 35 cm** : un encombrement maîtrisé pour les espaces de soins nécessitant précision et mobilité.

Caractéristiques techniques

Marque : MEDICLINIC

Type de produit : Tabouret médical réglable

Dimensions : L 46 x l 35 cm

Hauteur variable : De 46 à 60 cm

Réglage hauteur : Vérin à gaz

Roues : 5 roues

Structure : Métal chromé

Épaisseur de mousse : Très haute densité 30 kg/m³

Formats disponibles : 3 coloris disponibles

Utilisation : Réutilisable

Garantie : 1 an hors sellerie

Couleurs : Gris Daytona ; Bleu California ; Noir Graphite

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour composer un espace de soin cohérent, associez ce siège à des divans et tables d'examen adaptés à votre pratique. Des lampes d'examen améliorent le confort visuel, tandis que des guéridons médicaux permettent de garder le matériel utile à proximité.