

Divan d'Examen Électrique Proclive et Déclive Delta 55

Référence 08026



Prix du produit :

899,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce **divan d'examen électrique proclive et déclive** est l'outil idéal pour les professionnels de la santé qui recherchent un équipement à la fois confortable, flexible et durable.

Il convient parfaitement aux cabinets médicaux, aux cliniques, aux centres de kinésithérapie et à tous les environnements médicaux où un examen précis et confortable des patients est primordial.

*** Livraison gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION, pour la livraison en cabinet : TARIF SUR DEVIS**

Description du produit :

Offrez à vos patients un confort et une flexibilité inégalées lors des examens médicaux avec ce **divan d'examen électrique destiné aux professionnels de santé proclive et déclive**.

Sa structure en acier renforcé avec revêtement époxy blanc assure une durabilité et une stabilité optimales.

La hauteur variable électrique de 43 à 85 cm s'adapte à toutes les tailles de professionnels et permet un positionnement précis du patient. L'élévation par barre périphérique offre une ergonomie optimale et une facilité d'utilisation accrue.

Caractéristiques :

- **2 rubriques :**
 - Assise large et confortable
 - Dossier réglable par vérin à gaz pour un soutien optimal du dos
- **Grand dossier (70*70cm) :** Procure un soutien généreux et confortable pour le patient
- **Dossier procline/décline (-23°/90°) :** Permet une grande variété de positions d'examen
- **Sellerie classe M1 anti feu :** Rembourrage en mousse dense et épaisse de 9 cm pour un confort accru et une résistance à l'usure
- **Bouchon facial amovible :** Pour une hygiène irréprochable
- **4 roues avec système de blocage :** Assurent une mobilité et une stabilité parfaites
- **Porte-rouleau drap d'examen intégré :** Pour un gain de place et une organisation optimale
- **Dimensions :** L200 x l70
- **La hauteur variable :** 43 à 85 cm
- **Charge maximale :** 200 kg
- **Livré monté :** Prêt à l'emploi dès réception
- **3 coloris disponibles :** Bleu, noir ou gris

Garantie 2 ans (hors sellerie). CE.

Avantages :

- **Confort exceptionnel :** Sellerie épaisse et moelleuse, dossier réglable et positions variées pour un confort optimal du patient.
- **Flexibilité maximale :** Hauteur variable électrique, dossier procline/décline et roues pivotantes pour une adaptation parfaite à tous vos besoins.
- **Durabilité et robustesse :** Structure en acier renforcé et revêtement époxy pour une utilisation intensive et durable.
- **Hygiène irréprochable :** Sellerie anti feu et bouchon facial amovible pour une prévention optimale des infections.
- **Facilité d'utilisation :** Élévation par barre périphérique et système de blocage des roues pour une manipulation aisée.

*** Livraison gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION, pour la livraison en cabinet : TARIF SUR DEVIS**

Retrouvez également tout nos **divan d'examen** [ICL](#)