

Tabouret réglable Pony

Référence 08034



Prix du produit :

99,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Confortable et pratique, ce **tabouret réglable PONY** permet aux professionnels de santé de travailler avec aisance et efficacité.

Description du produit :

Sa **conception ergonomique** favorise une posture correcte, réduisant ainsi la fatigue et les **tensions musculaires**, même lors de longues heures de travail.

Doté d'un mécanisme de **réglage en hauteur** par simple pression, il s'adapte parfaitement aux besoins individuels de chaque médecin, leur assurant un confort optimal tout au long de la journée.

- Une hauteur ajustable par simple pression accompagnée d'un ressort à gaz : 53 à 69 cm
- Une assise rembourrée avec une mousse à très haute densité.
- Une taille de siège de 40 x 39 cm
- Un piètement en aluminium à 5 branches avec roulettes anti-bruit
- Une capacité de charge maximale : 110 kg
- Disponible en 5 coloris.
- Garantie 1 an (hors sellerie).

Certification CE