

# Doppler Foetal couleur Médiclinic

Référence 08040



Prix du produit :

**134,80 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Ce **doppler foetal couleur** permet de visualiser en temps réel la fréquence cardiaque du fœtus.

Performant et compact, il offre une lisibilité facilitée grâce à son **écran LCD couleur** et ses diagrammes à barres.

Description du produit :

**Petit et autonome**, il fonctionne avec deux piles LR6 qui lui permettent d'être utilisé en toutes circonstances.

Sa précision et sa facilité d'utilisation en font un outil essentiel pour les **professionnels de la santé** et les futurs parents souhaitant surveiller le bien-être du fœtus.

3 modes disponibles :

- Moyenne de la fréquence cardiaque du fœtus
- Mode manuel
- Affichage en temps réel de la fréquence cardiaque du fœtus

Caractéristiques :

- Prise Jack 3,5 mm (sortie audio)
- Alimentation avec 2 piles LR6 AA

**Garantie 2 ans. CE.**

