

Sondes vasculaires Médiclinic

Référence 08041



Prix du produit :

48,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Disponible en 2 modèles, cette sonde vasculaire pour doppler foetal Médiclinic vous permet d'effectuer des **examens vasculaires** avec une précision accrue, facilitant ainsi le diagnostic des pathologies vasculaires.

Description du produit :

Conçue pour les examens **d'exploration ultrasonographique** cette sonde vasculaire allie l'effet Doppler et le principe de l'échographie, ce qui en fait un indispensable dans les établissements médicaux.

Disponible en :

- 5 MHz.
- 8 MHz.

Caractéristiques des ultrasons :

- Une fréquence nominale de 5 MHz / 8 MHz
- Une fréquence de travail : 5 MHz / 8 MHz \pm 10%
- P₁MPa
- I_{ob} 20 mW / cm²
- I_{sata} 10 mW / cm²
- I_{spta} 100 mW / cm²

Surface efficace pour le transmetteur :

- 32 mm²± 15% (4 MHz / 5 MHz)
- 14 mm²± 15% (8 MHz)

Cette sonde vasculaire vous offre une protection contre les effets d'une immersion continue dans l'eau à 1 m de profondeur pendant 24 heures.

CE.