

# Thermomètre Infrarouge - RAK FI03

Référence 08055



Prix du produit :

**13,76 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Prenez soin de votre santé et de celle de vos patient en toute sécurité et simplicité avec ce [thermomètre infrarouge numérique](#).

Obtenez une mesure fiable de la température corporelle en quelques secondes seulement grâce à la technologie infrarouge de pointe.

Description du produit :

Ce **Thermomètre infrarouge** vous permet de prendre la température de vos patients de manière rapide, précise et sans contact physique. Il est doté d'un écran rétro-éclairé pour une lecture facile, même dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristiques principales :

Fonctionnalités :

- **Choix de l'unité de mesure** : Celsius ou Fahrenheit selon vos préférences.
- **Mesure sans contact** : Prenez la température de vos sujets sans les toucher, notamment le risque de contamination croisée.
- **Double mode** : Passez du mode "Température corporelle" (32°C à 42, 9°C) au mode "Température objet" (0°C à 100°C) pour vérifier la température du biberon, du bain, du lait, etc.
- **Précision optimale** : Obtenez des mesures fiables avec une précision de  $\pm 0,2^\circ\text{C}$  en mode "Température corporelle" et  $\pm 1^\circ\text{C}$  en mode "Température objet".
- **Mémoire intégrée** : Conservez les 32 dernières mesures pour un suivi facile.

- **Écran rétro-éclairé** : Lisez facilement les résultats même dans des environnements peu éclairés.
- **Lecture instantanée** : Accédez à la température en quelques secondes seulement

#### **Avantages :**

- **Hygiénique** : Évite la propagation des germes grâce à la mesure sans contact.
- **Rapide et précis** : Des résultats fiables en un clin d'œil.
- **Polyvalent** : Convient à la mesure de la température des personnes et des objets.
- **Pratique** : Deux boutons simples pour naviguer entre les modes et consulter les mémoires.
- **Confortable** : Écran rétro-éclairé pour une lecture aisée.
- **Suivi pratique** : Mémoire intégrée pour garder un historique des mesures.

#### **Informations complémentaires :**

- **Alimentation** : 2 piles AAA (non incluses)
- **Mise hors tension automatique** : Après 15 secondes d'inactivité pour économiser l'énergie.
- **Dimensions compactes** : 150 x 80 x 40 mm pour un rangement facile.
- **Léger** : Ne pèse que 170 g pour une utilisation portable.

**Garantie 2 ans. CE.**