

THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT RAK FI03 BLANC - à l'unité

Référence 08055



Prix du produit :

13,76 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **thermomètre infrarouge sans contact RAK FI03** réalise une prise de température rapide à **50 à 100 mm**, avec affichage du résultat en **1 seconde**. Son mode humain / objet, son écran rétro-éclairé et sa mémoire de **32 mesures** en font un équipement pratique pour le suivi en cabinet ou à domicile.

Garantie 3 ans • CE • Mesure en 1 seconde • Mémoire 32 mesures

Description du produit :

Thermomètre infrarouge RAK FI03, contrôle rapide sans contact

Ce thermomètre médical permet d'effectuer une mesure sans contact direct, ce qui facilite les prises répétées. Le **thermomètre infrarouge sans contact RAK FI03** affiche la température en **1 seconde** pour une distance d'utilisation de **50 à 100 mm**.

Grâce à ses deux modes, humain et objet, il s'adapte aussi bien à la température corporelle qu'au contrôle d'un biberon, d'un bain ou d'un aliment. Son écran rétro-éclairé avec code couleur aide à lire rapidement le résultat, même quand le rythme de consultation est soutenu.

La mémoire de **32 enregistrements** permet de retrouver facilement les dernières mesures. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, collectivités, EHPAD et établissements de santé.

Points forts

- **Prise de température sans contact** : la mesure s'effectue à distance, pour un usage plus confortable et mieux adapté aux contrôles successifs.
- **Résultat en 1 seconde** : le temps de lecture très court favorise un enchaînement fluide des prises de température.
- **Mode humain / objet** : un seul appareil pour mesurer la température corporelle ou vérifier différentes surfaces selon le besoin.
- **Écran rétro-éclairé avec code couleur** : l'affichage vert, orange ou rouge améliore l'interprétation visuelle du relevé.
- **Mémoire de 32 enregistrements** : les valeurs précédentes restent accessibles pour suivre l'évolution des mesures.
- **Arrêt automatique** : l'appareil s'éteint après inactivité afin de limiter la consommation d'énergie.

Caractéristiques techniques

Garantie : 3 ans

Type de produit : Thermomètre infrarouge sans contact

Marque : RAK

Dimensions : 90 x 150 x 44 mm

Poids Net : 187 g

Couleur : Blanc

Distance de mesure : 50 à 100 mm

Temps de mesure : 1 seconde

Modes : Humain / objet

Plage de mesure mode humain : 32 °C à 42,9 °C

Précision mode humain : $\pm 0,2$ °C / $\pm 0,4$ °F

Plage de mesure mode objet : 0 °C à 100 °C

Précision mode objet : ± 1 °C / $\pm 1,8$ °F

Échelle de mesure : Celsius / Fahrenheit

Mémoire : 32 enregistrements

Affichage : Écran rétro-éclairé avec code couleur

Code couleur : Vert / orange / rouge

Arrêt automatique : Après 1 minute d'inactivité

Consommation : 30 mW

Alimentation : 2 piles 1,5 V LR03 AAA non fournies

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le contrôle des constantes, un tensiomètre électronique trouve facilement sa place au cabinet ou en déplacement. Un oxymètre de pouls apporte une lecture rapide de la saturation et du pouls. Le matériel de visite à domicile simplifie aussi l'organisation des tournées.