

Thermomètre Infrarouge -YI4 00

Référence 08056



Prix du produit :

34,67 € taxe inclu

Description brève du produit :

Mesurez la température de vos patients sans contact grâce à ce **thermomètre infrarouge** instantané, offrant une précision remarquable et un écran rétro-éclairé pour une lecture facile.

Description du produit :

Ce **thermomètre infrarouge sans contact** est un outil indispensable pour une prise de température rapide, précise et pratique.

Caractéristiques :

- Écran rétro-éclairé.
- Deux modes de mesure commutables :

Mode humain : 32° à 42,9°C.

Mode objet : 0° à 100°C (parfait pour vérifier la température des biberons, du bain, de la nourriture, du lait, etc.).

- Capacité de 32 mémoires.
- Indicateur lumineux de l'écran (vert, orange, rouge) en fonction de la température mesurée.
- Éclairage rouge de l'écran si la température dépasse 37,8°C.
- Alimentation : 2 piles AA 1,5V (fournies).

Garantie 2 ans. CE.