

Otoscope avec Lumière LED - Mediclinic

Référence 08065



Prix du produit :

49,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Otoscope LED Médiclinique à fibre optique :
un examen des oreilles précis et confortable

Notre Otoscope **LED Médiclinic** est conçu pour offrir un champ de vision clair et dégagé.

Grâce à sa loupe pivotante avec un grossissement x3, il permet d'éviter les reflets et d'observer le conduit auditif avec une grande précision

Description du produit :

Cet otoscope est un outil indispensable pour les professionnels de la santé qui souhaitent examiner le conduit auditif de leurs patients avec précision et confort.

Caractéristiques de l'Otoscope à lumière LED avec fibres optiques :

- **Éclairage homogène et lumineux sans ombres ni reflets** pour une vision optimale du conduit auditif et du tympan.
- **Loupe pivotante avec un grossissement x3** pour un examen détaillé des structures fines.
- **Raccord de soufflerie et embout en métal** pour le test pneumatique du tympan.
- **Clip de fixation avec interrupteur intégré** pour une utilisation pratique et confortable.
- **Bonne préhension de l'instrument et finitions soignées** pour un confort d'utilisation optimal.
- **Alimentation par 2 piles LR06 AA 1,5 V (non fournie)** pour une utilisation autonome.
- **Coloris noir** sobre et professionnel.
- **Livré complet avec étui souple** pour un rangement et un transport faciles.

Garantie 3 ans. CE.