

Otoscope avec Lumière LED - Mediclinic

Référence 08065



Prix du produit :

49,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Otoscope LED Médiclinique à fibre optique : un examen des oreilles précis et confortable

Notre Otoscope **LED Médiclinic** est conçu pour offrir un champ de vision clair et dégagé.

Grâce à sa loupe pivotante avec un grossissement x3, il permet d'éviter les reflets et d'observer le conduit auditif avec une grande précision

Description du produit:

Cet otoscope est un outil indispensable pour les professionnels de la santé qui souhaitent examiner le conduit auditif de leurs patients avec précision et confort.

Caractéristiques de l'Otoscope à lumière LED avec fibres optiques :

- Éclairage homogène et lumineux sans ombres ni reflets pour une vision optimale du conduit auditif et du tympan.
- Loupe pivotante avec un grossissement x3 pour un examen détaillé des structures fines.
- Raccord de soufflerie et embout en métal pour le test pneumatique du tympan.
- Clip de fixation avec interrupteur intégré pour une utilisation pratique et confortable.
- Bonne préhension de l'instrument et finitions soignées pour un confort d'utilisation optimal.
- Alimentation par 2 piles LR06 AA 1,5 V (non fournie) pour une utilisation autonome.
- Coloris noir sobre et professionnel.
- Livré complet avec étui souple pour un rangement et un transport faciles.



Garantie 3 ans. CE.