

# Otoscope avec Lumière LED Rechargeable - Mediclinic

Référence 08069



Prix du produit :

**89,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Optez pour l'économie et la praticité l'**otoscope fibre optique LED de Médiclinic** en version rechargeable.

Finis les piles à usage unique ! **L'otoscope fibre optique LED rechargeable** de Médiclinic grâce à sa station de chargement connectée sur secteur ou en USB, les piles rechargeables de cet appareil se rechargent sans avoir besoin d'être retirées de leur compartiment.

Cet otoscope se distingue par sa grande visibilité et sa praticité.

Description du produit :

**L'otoscope fibre optique LED rechargeable de Médiclinic** est un outil indispensable pour les professionnels de la santé qui souhaitent examiner le conduit auditif de leurs patients avec précision, confort et économie.

Caractéristiques de l'Otoscope fibre optique LED :

- Éclairage distal à fibre optique LED pour une visibilité optimale
- Éclairage homogène et lumineux sans ombres ni reflets
- Illumination uniforme du conduit auditif et du tympan

- Ampoule LED de 18,5 lumens avec une autonomie de 10 000 heures
- Raccord de soufflerie intégré
- Grande fenêtre de visualisation pour une observation claire
- Fenêtre d'observation anti-rayures avec grossissement x3
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Clip avec interrupteur marche/arrêt intégré
- Quatre tailles d'embouts réutilisables pour une adaptation parfaite
- Fonctionne avec deux piles rechargeables AA offrant 10 heures d'autonomie
- Station de chargement compatible avec secteur ou USB

**Garantie 3 ans. CE.**