

Pèse-Bébé BY80-BEURER

Référence 08119



Prix du produit :

73,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fiable et performant, le **pèse-bébé BY80 de Beurer** vous offre une mesure précise du poids de votre bébé et vous accompagne pour suivre la croissance de votre bébé en toute sérénité.

Description du produit :

Affichage clair et lisible pour un suivi précis

- Grand écran LCD pour une lecture facile des mesures, même en basse lumière.
- Chiffres de 23 mm pour une visibilité optimale.

Conception robuste et pratique pour une utilisation quotidienne

- Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour peser les bébés les plus actifs.
- Surface facile à nettoyer pour une hygiène irréprochable.
- Fonction tare pour soustraire le poids de la couche ou de la serviette.

Précision et polyvalence pour répondre à tous vos besoins

- Graduation précise de 5 g (0, 011 lb / 0, 018 oz) pour une mesure exacte du poids de votre bébé.
- Capacité de charge allant jusqu'à 20 kg (44 lb/704 oz) pour une utilisation durable.
- Sélecteur kg/lb/oz pour une adaptation aux différentes unités de mesure.

Confort et praticité pour une expérience utilisateur optimale

- Arrêt automatique pour économiser les piles.
- Indication de supplément pour une utilisation en toute sécurité.
- Boîte de rangement pratique pour un rangement facile et compact.

Caractéristiques

- **Dimensions** : 550 x 310 x 53 mm
- **Capacité maximale** : 20kg
- **Poids** : environ 1,9kg
- **Graduation** : 5 g
- **Unités de mesure** : kg/lb/oz
- **Écran** : LCD
- **Alimentation** : 2 piles AA de 1,5V Micro (incluses)
- **Inclus** : Boîte de rangement, 2 Piles AA
- **Utilisation privée**

Garantie 5 ans. CE.