

# Tensiomètre Manopoire - Médiclinic

Référence 08061



Prix du produit :

**29,90 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Surveillez votre tension artérielle avec fiabilité et confort grâce à ce **tensiomètre manopoire** de qualité professionnelle.

Description du produit :

Ce **tensiomètre manopoire** est un outil indispensable pour toute personne soucieuse de sa santé.

Il est idéal pour une utilisation à domicile ou en milieu professionnel.

Caractéristiques :

- Boîtier en métal robuste avec écran large (68 mm) pour une lecture aisée.
- Mode ambidextre pour une utilisation facile par les gauchers et les droitiers.
- Poire ergonomique avec cuillère en métal pour une préhension optimale.
- Vis de décompression précise avec bouton de dégonflage rapide pour un contrôle précis de la pression.
- Brassard en nylon lavable à fermeture velcro avec raccord rapide en métal pour un enfilage et un retrait faciles.
- Sans latex pour une utilisation hypoallergénique.
- Boîtier métallique avec anneau antichoc pour protéger le cadran.
- Graduation de 0 à 300 mmHg pour une mesure complète de la tension artérielle.
- Cuillère de maintien adaptable pour une utilisation ambidextre.

**Garantie 3 ans. CE.**

