

Tensiomètre Manopoire Multi-brassards - Médiclinic

Référence 08062



Prix du produit :

35,76 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le tensiomètre manopoire multi-brassards Médiclinic est un outil précieux pour les médecins, pédiatres, cardiologues et tous les professionnels de santé impliqués dans le suivi tensionnel. Doté de brassards de tailles variées, il convient aux adultes, aux enfants et même aux nourrissons.

Description du produit :

Gérez la santé cardiovasculaire de toute vos patients avec ce **tensiomètre manopoire multi-brassards**.

Caractéristiques :

- **Brassards inclus** : XXS - Nourrisson (13 à 19 cm), S - Enfant (18,4 à 26,7 cm), M - Adulte (25,4 à 40,6 cm), XL - Large adulte (33,3 à 51 cm)
- **Graduation large** de 0 à 300 mm Hg pour une mesure précise de la tension artérielle chez tous les âges.
- **Boîtier en métal** robuste avec écran large (68 mm) pour une lecture aisée.
- **Mode ambidextre** pour une utilisation facile par les gauchers et les droitiers.
- **Poire ergonomique** avec cuillère en métal pour une préhension optimale.
- **Vis de décompression** précise avec bouton de dégonflage rapide pour un contrôle précis de la pression.
- **Brassards en nylon lavables** à fermeture velcro avec raccord rapide en métal pour un enfilage et un retrait faciles.

- **Sans latex** pour une utilisation **hypoallergénique**.
- **Coloris** gris sobre et élégant.
- **Livré complet** avec trousse de rangement.

Garantie 3 ans. CE 0123.