

Tensiomètre Électronique - Médiclinic

Référence 08063



Prix du produit :

19,35 € taxe inclu

Description brève du produit :

Offrez-vous un suivi tensionnel précis et performant à domicile avec le **tensiomètre électronique Médiclinic**, doté de fonctionnalités avancées et d'un design compact et élégant.

Description du produit:

Le tensiomètre automatique bras Médiclinic est un outil indispensable pour toute personne soucieuse de sa santé cardiovasculaire. Il est idéal pour une utilisation à domicile ou en déplacement grâce à sa compacité et son design ergonomique.

Fonctionnalités Clés :

- Mesure automatique de la pression artérielle et du pouls pour un suivi facile et confortable.
- 120 mémoires pour 2 utilisateurs permettant de conserver un historique complet des mesures.
- Grande autonomie jusqu'à 200 mesures avant de changer les piles.
- Écran LCD large et lisible pour une lecture claire des résultats.
- Brassard réglable de 22 à 42 cm pour s'adapter à toutes les morphologies.
- Fonction de lecture des mémoires pour un accès rapide à l'historique des mesures.
- Système Fuzzy Logic pour une mesure précise et fiable, même en cas de mouvements légers
- **Détection des arythmies** pour une surveillance cardiaque plus approfondie.
- Mesures qualifiées selon les normes OMS pour une fiabilité garantie.
- Affichage de la date et de l'heure pour une meilleure organisation des données.



- Indicateur de piles faibles pour une utilisation sans interruption.
- Housse de transport pour un rangement pratique et sécurisé.

Caractéristiques Techniques:

• Alimentation: 2 Piles 1.5V LR03 (AAA) fournies

• Ecran: LCD

• Fonctions : Arrêt automatique après 1 minute de non utilisation, affichage date et heure, lecture des mémoires

• Inclus : Housse de transport

Garantie 3 ans. CE.