

# Tensiomètre électronique bras - Médiclinic

Référence 08063



Prix du produit :

**19,35 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Offrez-vous un suivi tensionnel précis et performant à domicile avec le **tensiomètre électronique Médiclinic**, doté de fonctionnalités avancées et d'un design compact et élégant.

**VENDU À L'UNITÉ**

Description du produit :

Le **tensiomètre automatique bras Médiclinic** est un outil indispensable pour toute personne soucieuse de sa santé cardiovasculaire. Il est idéal pour une utilisation à domicile ou en déplacement grâce à sa compacité et son design ergonomique.

Fonctionnalités Clés :

- **Mesure automatique de la pression artérielle et du pouls** pour un suivi facile et confortable.
- **120 mémoires pour 2 utilisateurs** permettant de conserver un historique complet des mesures.
- **Grande autonomie jusqu'à 200 mesures** avant de changer les piles.
- **Écran LCD large et lisible** pour une lecture claire des résultats.
- **Brassard réglable de 22 à 42 cm** pour s'adapter à toutes les morphologies.
- **Fonction de lecture des mémoires** pour un accès rapide à l'historique des mesures.
- **Système Fuzzy Logic** pour une mesure précise et fiable, même en cas de mouvements légers.
- **Détection des arythmies** pour une surveillance cardiaque plus approfondie.
- **Mesures qualifiées selon les normes OMS** pour une fiabilité garantie.

- **Affichage de la date et de l'heure** pour une meilleure organisation des données.
- **Indicateur de piles faibles** pour une utilisation sans interruption.
- **Housse de transport** pour un rangement pratique et sécurisé.

#### **Caractéristiques Techniques :**

- **Alimentation** : 2 Piles 1.5V LR03 (AAA) fournies
- **Ecran** : LCD
- **Fonctions** : Arrêt automatique après 1 minute de non utilisation, affichage date et heure, lecture des mémoires
- **Inclus** : Housse de transport

**Garantie 3 ans. CE.**