

PÈSE-PERSONNE À COLONNE ÉLECTRONIQUE AVEC TOISE ULTRASON ET IMC - 200 kg

Référence 08043



Prix du produit :

185,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **pèse-personne à colonne électronique avec toise ultrason** centralise la pesée, la mesure staturale et l'IMC sur un même appareil. Capacité **200 kg**, mesure de taille **90 à 200 cm** et affichage sur écran LCD rétroéclairé pour une lecture immédiate.

CE • DM III • Capacité 200 kg • Toise ultrason intégrée

Description du produit :

Pèse-personne à colonne électronique, pesée et taille sur un seul appareil

Ce pèse-personne à colonne électronique avec toise ultrason permet de relever le poids, la taille et l'IMC avec un seul équipement. Le **pèse-personne à colonne électronique avec toise ultrason** accepte une charge jusqu'à **200 kg** et couvre une mesure de taille de **90 à 200 cm**.

Son écran LCD rétroéclairé rend les informations lisibles en un coup d'œil pendant l'examen. L'utilisateur évite ainsi de multiplier les manipulations entre plusieurs dispositifs de mesure.

Sa plateforme antidérapante apporte une utilisation plus sûre et plus confortable au quotidien. Idéal pour cabinets médicaux, centres de santé, services hospitaliers, infirmiers, médecine du travail et établissements médico-sociaux.

Points forts

- **Appareil 3-en-1** : réunit poids, taille et IMC sur le même poste, ce qui simplifie les contrôles en consultation et les suivis réguliers.
- **Mesure ultrason de la taille** : la toise intégrée fonctionne sur une plage de **90 à 200 cm** avec une précision annoncée de **+/- 1 cm**.
- **Capacité de pesée étendue** : utilisation de **5 à 200 kg** avec une graduation de **100 g**, adaptée à de nombreux profils d'usagers.
- **Affichage lisible** : le grand écran LCD rétroéclairé facilite la consultation des données affichées pendant la prise de mesures.
- **Fonctions intégrées** : IMC, tare, mémoire, annonce vocale et sélection des unités kg/lb et cm/inch pour s'adapter aux habitudes d'utilisation.
- **Mise en service pratique** : alimentation par adaptateur secteur **DC 9V** et installation simple pour un déploiement rapide dans l'espace de consultation.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Type de produit : Pèse-personne à colonne électronique avec toise ultrason

Capacité maximale : 200 kg

Plage de pesée : 5 à 200 kg

Graduation : 100 g

Plage de mesure taille : 90 à 200 cm

Précision taille : +/- 1 cm

Précision pesée : +/- 3%

Fonctions : IMC, tare, mémoire, annonce vocale, choix des unités kg/lb et cm/inch

Écran : LCD rétroéclairé

Dimensions du plateau : 48,3 x 35,8 cm

Dimensions totales : 48,3 x 35,8 x 220,5 cm

Couleur : Blanc

Alimentation : Adaptateur secteur DC 9V

Poids Net : 10 kg

Utilisation : Usage privé

Marque : Non renseignée

Normes & sécurité

Classe : DM III

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage contient le pèse-personne à colonne électronique avec toise ultrason intégrée et un adaptateur secteur DC 9V.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'espace de mesure, les toises médicales sont utiles lorsque la prise de taille doit être réalisée séparément. Dans une autre zone de consultation, les pèses personnes et les tensiomètres participent à un contrôle de routine rapide.