

Pèse-Personne Électronique à Colonne

Référence 08043



Prix du produit :

189,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Offrez à vos patients un suivi pondéral et statural complet et précis avec **le Pèse- personne à toise ultra-son**. Cet instrument de mesure haut de gamme, à la fois performant et économique, s'avère être un allié précieux pour une prise en charge optimale de vos patients.

Description du produit:

Outil précieux pour les médecins, pédiatres, nutritionnistes et autres professionnels de santé, **le Pèse-personne à Toise Ultra-son** vous permettra une évaluation holistique de la composition corporelle de vos patients en mesurant leur taille ainsi que leur poids simultanément.

Caractéristiques techniques

• Coloris : Blanc

• Structure: Acier robuste

Dimensions 48,3 x 35,8 x 220,5
Dimensions plateau : 48,3 x 35,8
Unités de mesure : kg/lb et cm/inch

Plage de mesure : 5 à 200 kg et 90 à 200 cm
Graduation : 100q (poids) et 1 cm (taille)

• Ecran : LCD rétroéclairé

• Fonctions: Calcul automatique IMC, Fonction vocale, Fonction Tare, Fonction mémoire

Garantie 2 ans. CE.