

Lampe Infrarouge 275W - Médiclinic

Référence 08066



Prix du produit :

149,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe infrarouge 275W** de la marque **Médiclinic** est un dispositif médical efficace et abordable, idéal pour les traitements de kinésithérapie tels que **la relaxation** et **le soulagement** de la douleur. Orientable et facile à déplacer, elle est dotée d'un variateur électronique pour une **utilisation personnalisée**.

VENDU À L'UNITE

Description du produit :

La **lampe infrarouge Médiclinic** est un appareil de haute qualité conçu pour les **traitements de kinésithérapie**. Dotée d'une puissance de **275 watts**, elle offre une chaleur infrarouge efficace pour **soulager les douleurs musculaires** et **favoriser la relaxation**. Son variateur électronique permet d'ajuster l'intensité de la chaleur selon les besoins du patient, offrant ainsi un **traitement personnalisé**. Cette lampe est équipée d'une grille de protection pour garantir la sécurité de l'utilisateur, ainsi que d'un bras articulé pour orienter le faisceau lumineux de manière précise. Son système de fixation sur pieds à roulettes la rend facile à déplacer et à positionner dans différentes zones de traitement. Grâce à sa poignée de manipulation ergonomique, **la lampe infrarouge 275W** est confortable à utiliser pour les praticiens.

Caractéristiques principales :

- **Lampe infrarouge 275 W avec variateur électronique** pour une intensité de chaleur réglable selon les besoins du patient.
- **Bras articulé mobile** permettant de régler la hauteur et l'inclinaison de la lampe pour une

précision optimale du traitement.

- **Tête de lampe en acier époxy blanc avec grille de protection** pour une utilisation sûre et durable.
- **Poignée de manipulation ergonomique** pour un transport facile et une installation pratique.
- **Pied à roulettes** pour une mobilité aisée dans votre cabinet ou votre domicile.
- **Hauteur du pied : 60 cm** pour une adaptation à différentes morphologies.
- **Coloris époxy blanc** sobre et élégant qui s'intègre dans tous les environnements.

Avantages :

- Efficace et abordable
- Facile à déplacer
- Orientable pour une action localisée

Garantie 3 ans

CE.

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la [lampe infrarouge](#), pour des traitements efficaces et personnalisés.