

GANTS EN NITRILE ICE BLUE NON POUDRÉS MEDICLINIC - boîte de 100

Référence 08085



Prix du produit :

3,01 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **gants en nitrile non poudrés Mediclinic Ice Blue** associent **240 mm** de longueur minimale, une texture micro-rugueuse et une conception sans latex pour les examens et manipulations non stériles. Conditionnés en boîte de **100**, ils sont ambidextres et pensés pour un usage unique. Existe en plusieurs tailles.

EN 455-1/2/3/4 • EN 374-1/5 • Classe I, EPI
Catégorie III • Boîte de 100

Description du produit :

Gants en nitrile Ice Blue, prise en main fiable

Ces gants nitriles d'examen sont conçus pour les usages nécessitant à la fois aisance de mouvement et protection au quotidien. Les **gants en nitrile non poudrés Mediclinic Ice Blue** sont **non stériles**, sans latex et présentés en boîte distributrice de **100**.

Leur finition micro-rugueuse favorise une manipulation plus sûre des instruments, contenants et emballages. Avec une longueur minimale de **240 mm** et une épaisseur aux doigts de **0,09 mm**, ils accompagnent les gestes minutieux.

Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, laboratoires, EHPAD, collectivités et professionnels de la restauration. Ils conviennent aussi bien aux soins courants qu'à la préparation de matériel.

Points forts

- **Composition sans latex** : nitrile stretch synthétique limitant l'exposition au latex, tout en conservant souplesse et confort d'utilisation.
- **Version non poudrée** : évite les dépôts de poudre sur les mains, le matériel et les surfaces de travail lors des actes courants.
- **Texture micro-rugueuse** : améliore l'adhérence pendant la préhension d'instruments ou de flacons, y compris en environnement humide.
- **Conception ambidextre** : enfilage rapide et gestion pratique des changements fréquents de gants entre deux tâches.
- **Bord roulé au poignet** : facilite la mise en place et apporte un maintien fonctionnel pendant l'utilisation.
- **Boîte de 100 gants** : conditionnement adapté aux postes de soins, laboratoires et espaces de préparation.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : Mediclinic

Type de produit : Gants d'examen en nitrile non poudrés

Matière : Nitrile stretch synthétique sans latex

Couleur : Ice Blue

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Non stérile

Finition : Surface micro-rugueuse

Forme : Ambidextres

Poignet : Bord roulé

Dimensions : Longueur minimale 240 mm

Épaisseur paume : 0,05 mm

Épaisseur doigts : 0,09 mm

Épaisseur manchette : 0,05 mm

Conditionnement : Boîte distributrice de 100 gants

Formats disponibles : XS, S, M, L, XL

AQL : 1,5

Classe DM/EPI : Dispositif médical Classe I, EPI Catégorie III

Tailles : Small (6/7) ; Médium (7/8) ; Large (8/9) ; X-Large (9/10) ; X-Small (5/6)

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical Classe I

Norme : UE 10/2011

Norme : UE 2016/425

Norme : UE 2017/745

Norme : EN 455-1/2/3/4

Norme : EN 374-1/5

AQL : 1,5

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter l'équipement du poste de soin, les gels hydroalcooliques s'utilisent avant l'enfilage. Les lingettes désinfectantes aident au nettoyage des surfaces, tandis que les draps d'examen participent à la protection de la table entre deux passages.