

# KIT TENSIOMÈTRE RESCUE AMBULANCE GRAND CADRAN SPENGLER - mallette avec 5 brassards

Référence 07282



Prix du produit :

**39,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **kit tensiomètre Rescue ambulance SPENGLER** combine un grand cadran phosphorescent, une poire de **42 mm** et **5 brassards** sans latex pour effectuer une mesure manuelle en conditions mobiles. Conçu pour le terrain, il se range dans une mallette ABS compacte.

CE • 5 Brassards • Grand cadran phosphorescent • Mallette ABS

Description du produit :

[Kit tensiomètre Rescue ambulance, conçu pour l'intervention mobile](#)

Ce kit tensiomètre manuel a été pensé pour les prises de tension réalisées hors cabinet. Le **kit tensiomètre Rescue ambulance Spengler** associe un grand cadran phosphorescent, **5 brassards** et une mallette ABS facile à transporter.

Son affichage phosphorescent facilite la lecture lorsque la luminosité baisse, notamment en véhicule sanitaire ou lors d'interventions nocturnes. La valve de décompression ultra-précise permet un contrôle progressif et régulier pendant la mesure.

Grâce à ses brassards allant du nourrisson à l'obèse, ce kit s'adapte à de nombreuses morphologies. Idéal pour ambulanciers, urgentistes, SMUR, services d'urgences et équipes de transport sanitaire.

## Points forts

- **Jeu de 5 brassards** : le kit couvre des tailles du nourrisson à l'obèse, pour intervenir auprès de profils variés avec un seul ensemble.
- **Visibilité en faible éclairage** : le cadran, les index et les chiffres phosphorescents restent lisibles de nuit ou dans un environnement peu éclairé.
- **Mesure manuelle précise** : le mécanisme mouvement-membrane avec alliage cuivre-béryllium contribue à une lecture stable et détaillée.
- **Matériaux adaptés à l'usage professionnel** : brassards en nylon orange avec poche TPU et raccord métal à vis, pratiques pour une utilisation répétée.
- **Prise en main terrain** : cuillère de maintien latérale, poire de **42 mm** et robinet de décompression précis favorisent un maniement fluide en mobilité.
- **Rangement protégé** : la mallette rigide en ABS noir aide à organiser et sécuriser le matériel pendant le transport.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Kit tensiomètre manuel ambulance

**Fonction** : Prise manuelle rapide de la tension artérielle

**Marque** : SPENGLER

**Fabricant** : Spengler

**Utilisation** : Réutilisable

**Fonctionnement** : Manuel

**Composition** : Manomètre, poire de gonflage, robinet de décompression, cuillère de maintien, 5 brassards, mallette ABS

**Matériau** : Boîtier ABS, brassards nylon, poche TPU, raccords métal

**Écran** : Grand cadran avec index et chiffres phosphorescents

**Dimensions mallette** : 28 x 23 x 8 cm

**Poire** : 42 mm

**Formats disponibles** : Nourrisson XS, Enfant/Petit adulte S, Adulte M, Large adulte L, Obèse XL

**Dimensions brassards** : XS 8 x 25 cm, S 10 x 35 cm, M 14 x 48 cm, L 18 x 62 cm, XL 24 x 84 cm

**Circonférence du bras** : XS 10 à 19 cm, S 18 à 26 cm, M 25 à 35 cm, L 35 à 47 cm, XL 46 à 66 cm

**Couleur** : Orange et noir

**Conditionnement** : Kit complet avec mallette et 5 brassards

**EAN** : 3760097204022

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Marquage** : CE

**Fabricant** : Spengler

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Contenu emballage

La composition du kit inclut un tensiomètre manuel avec manomètre grand cadran, une poire de gonflage, un robinet de décompression, une cuillère de maintien, **5 brassards** en nylon sans latex avec poche TPU et raccord métal à vis, ainsi qu'une mallette rigide en ABS pour le rangement.

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter une mesure manuelle, un stéthoscope reste un accessoire pertinent en intervention. Les accessoires pour tensiomètres permettent de renouveler certains éléments du kit. Un oxymètre de pouls peut aussi accompagner le contrôle des constantes sur le terrain.