

Kit tensiomètre multibrassards d'urgence

Référence 07282



Prix du produit :

65,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pratique, ce **kit tensiomètre d'urgence** permet aux praticiens de mesurer rapidement et efficacement la **pression artérielle** des patients en situation critique, garantissant ainsi une intervention médicale immédiate.

Il comprend un tensiomètre manopaire avec un grand cadran ainsi que 5 brassards en nylon adaptés à chaque tailles de bras.

Description du produit :

Ce kit tensiomètre d'urgence multibrassards permet une utilisation polyvalente, en offrant des brassards de tailles différentes.

Parfait pour les ambulanciers, les médecins urgentistes et tout professionnel de santé intervenant en situation d'urgence :

Un tensiomètre manopaire à grand cadran avec :

- Une Bague antichoc orange en silicone.
- Une Valve de décompression orange.
- Un Tube en PVC et vessie à un tube en TPU.

5 brassards en nylon sans latex :

- XS - nouveau-né : 13 à 19 cm
- S - enfant : 18,4 à 26,7
- M - adulte : 25,4 à 40,6 cm

- L - large adulte : 33,3 à 51 cm
- XL - cuisse : 40,6 à 66 cm

Ainsi qu'un stéthoscope simple pavillon

Essentiel pour les professionnels de santé travaillant en milieu d'urgence, ce kit garantit une prise de tension rapide et fiable pour faire face aux situations les plus critiques.