

BLOUSES PATIENTS À USAGE UNIQUE NON TISSÉES PROTECTION MÉDICALE - sachet de 10

Référence 08100



Prix du produit :

4,74 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **blouses patients à usage unique** en polypropylène non tissé constituent une protection vestimentaire pratique pour les examens et soins courants. **Sachet de 10**, taille standard, lien cordon et longueur **120 cm** pour un enfilage simple en milieu médical.

CE • Usage unique • Polypropylène non tissé • Sachet de 10

Description du produit :

Blouses patients à usage unique, habillage simple pour les soins

Ces blouses patients à usage unique sont conçues pour préserver les vêtements pendant les consultations, examens et passages en zone de soins. Réalisées en polypropylène non tissé, elles offrent une solution légère, pratique et réservée à un usage unique.

Le format standard, la fermeture par lien cordon et la longueur de **120 cm** permettent une mise en place rapide avant un prélèvement, une visite ou un acte courant. Les manches mi-longues apportent une aisance adaptée aux déplacements et à l'installation du patient.

Idéal pour les cabinets médicaux, laboratoires, centres de soins, cliniques, EHPAD et services d'accueil patients.

Points forts

- **Protection des vêtements** : aide à limiter le contact des tenues avec l'environnement immédiat lors des soins, examens et accueils patients.
- **Non-tissé en polypropylène** : matière souple et légère, adaptée à un port ponctuel en structure médicale.
- **Lien cordon** : fermeture simple à utiliser, pratique pour habiller rapidement le patient selon l'organisation du service.
- **Format standard** : facilite la distribution quotidienne et simplifie la gestion des consommables.
- **Longueur 120 cm et manches mi-longues** : couvrance adaptée avec une bonne liberté de mouvement pendant l'attente ou l'examen.
- **Conditionnement par 10** : quantité pratique pour les salles de consultation, de prélèvement ou les zones d'accueil.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Blouse patient à usage unique

Marque : Sans marque

Matériau : Polypropylène non tissé

Couleur : Bleu foncé

Taille : Standard

Dimensions : Longueur 120 cm, périmètre 140 cm

Manches : Mi-longues

Fermeture : Lien cordon

Utilisation : Usage unique

Conditionnement : Sachet de 10 blouses

Type d'emballage : Sachet

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les gants latex s'utilisent lors des manipulations et soins de courte durée. Les masques chirurgicaux participent aux précautions d'hygiène en consultation, en accueil ou en salle d'attente.