

Toise adulte en aluminium

Référence 04921



Prix du produit :

92,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

[Toise pour bébé](#) ou adultes au choix. La toise bébé s'utilise sur le nourrisson posé à plat sur une table. La toise pour adulte doit être fixée sur un mur.

Description du produit :

Toise adulte en aluminium

[Toise](#) adulte en aluminium télescopique pour montage mural :

- Plage de mesure : de 6 à 200 cm
- Graduations : 1 mm
- Dimensions : (L x h x p) 104 x 6,5 x 4 mm
- Poids : 0,95 kg

CE.