

PISTOLET DE MÉSOTHÉRAPIE MESO TECH CLASSIC PRÉCIS TECHDENT - kit complet

Référence 08130



Prix du produit :

1 494,30 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **pistolet de mésothérapie Meso Tech Classic TECHDENT** est conçu pour les micro-injections locales avec un mécanisme précis, un usage en continu ou coup par coup et un volume calibré de **0,018 ml**. Fourni en **kit complet** avec **20 kits stériles** et une mallette rigide de transport.

Stérile • CE • Classe I • Kit complet

Description du produit :

Meso Tech Classic, maîtrise des micro-injections mécaniques

Ce pistolet de mésothérapie est pensé pour la réalisation de micro-injections locales en cabinet. Le **PISTOLET DE MÉSOTHÉRAPIE MESO TECH CLASSIC TECHDENT** fonctionne de manière mécanique, avec réglage de profondeur, et il est fourni avec **20 kits stériles**.

Selon la gestuelle recherchée, l'utilisateur peut travailler en mode **coup par coup** au contact cutané ou en mode **continu** par action sur la gâchette. Cette configuration permet d'adapter le rythme d'injection au protocole pratiqué.

Avec un poids net de **330 g**, l'appareil reste maniable lors des utilisations répétées. Idéal pour les médecins esthétiques, cabinets médicaux, cabinets esthétiques et praticiens réalisant des protocoles de micro-injections.

Points forts

- **Deux modes d'utilisation** : fonctionnement coup par coup ou continu pour ajuster le geste à la zone et à la pratique du professionnel.
- **Réglage de profondeur** : la molette dédiée aide à affiner l'injection pendant l'utilisation et à gagner en régularité.
- **Mécanisme simple** : conception mécanique favorisant une prise en main directe et un entretien courant facilité au cabinet.
- **Injection calibrée** : volume de **0,018 ml** avec seringue **10 ml** pour une administration constante.
- **Compatible type DHN** : utilisation possible avec des kits stériles type DHN, pratique pour les consommables déjà employés.
- **Mallette rigide incluse** : protège le matériel pour le rangement et les déplacements entre espaces de soin.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : TECHDENT

Type de produit : Pistolet de mésothérapie

Fonctionnement : Mécanique

Utilisation : Réutilisable avec kits stériles à usage unique

Poids Net : 330 g

Précision : Volume d'injection 0,018 ml pour seringue 10 ml

Modes d'injection : Coup par coup, continu

Compatibilité consommables : Kits stériles type DHN

Composition : Pistolet mécanique, mallette, kits stériles

Conditionnement : Kit complet

Conditionnement/emballage : Mallette rigide de transport

Cadre d'usage : Cabinet médical, cabinet esthétique

Stérilisation : Oui

Normes & sécurité

Classe : I

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le kit comprend un pistolet de mésothérapie Meso Tech Classic, une mallette rigide de transport, 20 kits simplifiés avec mire et clapet stériles, ainsi qu'une notice d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les aiguilles micro-injection conviennent aux gestes de précision. Les seringues participent à la préparation des volumes, tandis qu'un alcool médical s'intègre aux étapes de préparation selon les protocoles d'asepsie.