

Pistolet de mésothérapie Meso Tech Classic®

Référence 08130

Prix du produit :

1 465,00 € taxe inclu



Description brève du produit :

Pratique et léger, **le pistolet MESO TECH CLASSIC** est facile d'entretien et son utilisation est facile. Vous pouvez réaliser des micro-injections locales précises.

Description du produit :

Avant utilisation du pistolet de mésothérapie mécanique Meso Tech Classic, vous devez régler la profondeur d'injection grâce à sa molette intégrée.

Il peut être utilisée pour des injections au coup par coup en exerçant une pression simple sur la peau, ou bien pour une injection en continu en actionnant manuellement la gâchette.

- Kits stériles à usage unique nécessaires pour l'utilisation.
- Kits de la gamme des pistolets DHN compatibles avec le pistolet Meso Tech Classic.
- Livré dans une mallette avec 20 kits simplifiés composés d'une mire et d'un clapet stériles.
- Exclusivement réservé aux professionnels.
- Poids : 320 g.

CE.