

Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™ Edition Satin

Référence 08172



Prix du produit :

115,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Doté d'une esthétique épurée, le **stéthoscope Classic III Edition Satin** est l'un des modèles les plus élégants de la gamme Classic III. Polyvalent, il convient aussi bien aux patients pédiatriques qu'aux adultes. Sa robustesse et sa précision exceptionnelles en font une référence incontournable dans le domaine médical.

Description du produit :

Le **stéthoscope 3M Littmann Classic III™ Édition Satin** se distingue par sa finition satinée souple et flexible, le rendant très apprécié des professionnels de santé.

Le modèle Classic III Édition Satin attire les médecins du monde entier grâce à son design élégant et à ses performances exceptionnelles.

La tubulure en satin de ce stéthoscope empêche qu'il ne s'accroche aux cheveux tout en offrant une flexibilité qui permet de le ranger facilement dans la poche d'une blouse médicale.

En plus de sa surface satinée, voici les avantages du **stéthoscope Littmann® Classic III™** :

- Excellente qualité acoustique : facilite l'examen et le diagnostic.
- Double pavillon : adulte et pédiatrique, avec membrane double fréquence de chaque côté.
- Membrane en une seule pièce : surface lisse, facile à nettoyer et à fixer.
- Surface satinée : souple et flexible.
- Pavillon polyvalent : convertible en stéthoscope pédiatrique ou adulte en remplaçant la

membrane par une bague anti-froid.

- Tubulure résistante : à l'alcool et aux fluides corporels, de longue durée de vie.
- Pavillon en acier inoxydable : nouveau design en forme de calice, esthétiquement plaisant et moins anguleux. La tige sert d'indicateur d'ouverture.

Les professionnels de santé, notamment les infirmières, étudiants en médecine, kinésithérapeutes et sage-femmes, apprécieront le **Classic III Édition Satin**.

Informations complémentaires :

- Article : Stéthoscope 3M Littmann Classic III™ Édition Satin
- Fabricant : Littmann
- Dispositif médical : Oui
- Fonction : Auscultation cardiaque
- Réglementation : Cet article est un dispositif médical destiné aux professionnels de santé, avec marquage CE, conforme à la réglementation de santé publique.

Garantie : 5 ans. CE.

Nous sommes certifiés par 3M LITTMANN et autorisés à graver les stéthoscopes : [téléchargez l'autorisation de 3M LITTMANN](#)

ATTENTION ! La garantie fonctionne sur un article gravé mais celui-ci ne pourra être ni repris ni échangé !