

# STÉTHOSCOPE LITTMANN CLASSIC III EDITION SATIN HAUTE ACOUSTIQUE LITTMANN

Référence 08172



Prix du produit :

**109,50 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **stéthoscope Littmann Classic III Edition Satin LITTMANN** combine un double pavillon adulte et pédiatrique avec une tubulure satinée de **69 cm**, pensée pour une écoute précise et un port plus agréable. Son poids total de **150 g** en fait un outil adapté à l'auscultation régulière des adultes comme des enfants. Existe en plusieurs couleurs.

Garantie 5 ans • CE 2797 • DM Classe I •  
Double pavillon adulte et pédiatrique

Description du produit :

[Littmann Classic III Edition Satin, auscultation polyvalente et prise en main souple](#)

Ce stéthoscope **Littmann Classic III Edition Satin LITTMANN** est conçu pour les examens courants avec une **haute sensibilité acoustique**, un double pavillon et une tubulure satinée agréable au toucher. Sa longueur de **69 cm** permet de travailler confortablement en consultation, en service ou lors des visites.

Son pavillon double fréquence facilite l'écoute des sons graves et aigus sans changer d'équipement. Le format reste pratique au quotidien, avec un poids total de **150 g** qui favorise les déplacements répétés entre différents patients.

Idéal pour médecins, infirmiers, étudiants en santé, cabinets médicaux, services hospitaliers,

EHPAD et consultations pédiatriques. La finition satinée réduit l'accroche aux cheveux et aux textiles pour un usage plus confortable au fil de la journée.

### Points forts

- **Double pavillon** : une face adulte et une face pédiatrique pour s'adapter facilement à différents profils de patients lors des auscultations de routine.
- **Double fréquence** : le pavillon permet de percevoir les sons graves et aigus avec un geste simple, sans remplacer l'instrument.
- **Tubulure satinée** : sa finition offre un contact plus souple et limite l'adhérence aux cheveux ou aux vêtements pendant l'examen.
- **Confort acoustique** : les embouts auriculaires souples et hermétiques contribuent à une bonne étanchéité et à un port agréable.
- **Conception durable** : le pavillon en acier inoxydable et la tubulure Next Generation accompagnent un usage régulier en milieu médical.
- **Composition maîtrisée** : fabrication sans latex naturel et sans phtalate, pour répondre aux exigences d'utilisation quotidienne.

### Caractéristiques techniques

**Marque** : LITTMANN

**Fabricant** : Littmann® (3M™ Health Care)

**Type de produit** : Stéthoscope de surveillance

**Dimensions** : Longueur de tubulure **69 cm**

**Diamètre** : Membrane adulte **43 mm** ; membrane pédiatrique **33 mm**

**Poids Net** : Poids total **150 g** ; poids du pavillon **82 g**

**Matériau** : Pavillon en acier inoxydable

**Composition** : Membrane epoxy / fibre de verre ; tubulure satinée Next Generation

**Couleur** : Bleu marine

**Fonctionnement** : Manuel

**Utilisation** : Réutilisable

**Caractéristique** : Double pavillon adulte et pédiatrique à double fréquence

**Autre caractéristique** : Bague anti-froid ; embouts auriculaires souples et hermétiques

**Sans latex** : Oui, sans caoutchouc naturel

**Sans phtalate** : Oui

**Garantie** : 5 ans

**Couleurs** : Rose ; Bleu ; Noir ; Bleu caraïbes ; Framboise

### Normes & sécurité

**Classe** : Dispositif médical de classe I

**Marquage** : CE et CE2797

**Fabricant** : Littmann® (3M™ Health Care)

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'examen, les accessoires pour tensiomètres s'associent à la prise de tension et à l'écoute des bruits de Korotkoff. Les accessoires pour stéthoscopes aident à l'entretien du matériel, tandis qu'un visite à domicile simplifie l'organisation des tournées.