

Stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Edition Satin

Référence 08174



Prix du produit :

205,62 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce **stéthoscope Littmann Cardiology IV Edition Satin** vous offre les mêmes performances que n'importe quel modèle Cardiology IV, tout en étant plus agréable au toucher et plus résistant aux taches grâce à sa finition satinée.

Description du produit :

Le nouveau **Stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Édition Satin** vous offre une acoustique de qualité supérieure, permettant aux professionnels de santé de détecter même les sons les plus subtils et difficiles à entendre.

À l'aide de sa finition satinée, le **Cardiology IV** ne colle pas aux cheveux du médecin, lui offrant ainsi une utilisation plus confortable et hygiénique que la plupart des stéthoscopes.

Flexible, il se range facilement dans la poche du professionnel de santé.

Avantages du **stéthoscope LITTMANN Cardiologie IV Satin** de 3M :

- Membrane double fréquence sur chaque côté du pavillon (adulte et pédiatrique), offrant une qualité acoustique optimale pour les sons haute fréquence.
- Membrane double fréquence en une seule pièce, facile à installer, lisse et sans aspérités, facilitant ainsi le nettoyage.
- Côté pédiatrique polyvalent transformable en cloche traditionnelle en remplaçant la membrane par une bague anti-froid.
- Tubulure nouvelle génération plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool, assurant une

- plus longue durée de vie et réduisant les salissures.
- Pavillon usiné avec précision, de forme esthétique et moins anguleuse, avec un indicateur du côté ouvert.
 - Acier inoxydable – Double pavillon de 43 et 33 mm de diamètre.
 - Pavillons en fibre de verre et époxy.
 - Bague anti-froid pour petit pavillon incluse.
 - Finition satin pour plus de confort.
 - Lyre en alliage très léger.
 - Tubulure en polychlorure de vinyle de 69 cm, plus résistante à l'alcool, facilitant le nettoyage.
 - Double conduit interne intégré dans la tubulure.
 - Embouts auriculaires en silicone, hypoallergéniques, étanches et clipsés (une paire souple petit format incluse).
 - Poids : 177 g.
 - Fabriqué sans latex naturel.
 - Coloris disponibles : Blanc, Bleu nuit.

Le **stéthoscope LITTMANN Cardiology IV 3M** est conseillé pour des diagnostics médicaux approfondis chez les adultes et les enfants. Il est particulièrement utilisé dans les blocs opératoires, réanimations, urgences, par les médecins généralistes et les internes en hôpitaux.

Informations supplémentaires :

- Fabricant : Littmann
- Dispositif médical : Oui
- Fonction : Appareil médical pour prendre la tension artérielle avec un tensiomètre manopaire et pour l'auscultation cardiologique.
- Réglementation : Dispositif médical destiné aux professionnels de santé, avec marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.

Garantie : 7 ans. CE.

Nous sommes certifiés par 3M LITTMANN et autorisés à graver les stéthoscopes : [téléchargez l'autorisation de 3M LITTMANN](#)

ATTENTION ! La garantie fonctionne sur un article gravé mais celui-ci ne pourra être ni repris ni échangé !