

Manche de bistouri chirurgical Swann-Morton en acier inoxydable MDR - L'unité

Référence 00693



Prix du produit :

8,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Manche en acier inoxydable, emballé dans un sachet hermétique en polyéthylène, sachet individuel.

Produit non stérile, disponible en deux tailles.

Dispositif médical de classe Ir.

Vendu à l'unité.

Description du produit :

Manche de bistouri chirurgical Swann-Morton en acier inoxydable MDR - N°3 ou 4

Manche chirurgical Swann-Morton en acier inoxydable pour [lame de chirurgie](#).
Emballé dans un sachet hermétique en polyéthylène.

Compatibilité

- **Manche a? embout e?troit type 3 :**

- Taille de lame adapte?e en gamme Standards : n°6 a? 16
- Taille de lame adapte?e en gamme Spe?ciales : n°40 – E/11 – lame LSTC – lame SG3

- **Manche a? embout e?troit type 4 :**

- Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°18 à 27
- Taille de lame adaptée en gamme Spéciales : n°36

Maintenance

Finition microbille afin d'éliminer les aspérités et d'optimiser la décontamination.

Les manches résistent à la stérilisation à l'autoclave à 134°C pendant 30 mn.

Ils sont lavables en machines standard ou à ultrasons, trempables dans un bain de contaminant, résistants à un bain de soude à 20°C pendant 1 heure, stérilisable en chaleur sèche ou humide. Au lavage, à disposer avec l'embout en l'air pour éviter d'abîmer la zone de fixation de la lame.

Caractéristiques

- Matériau : Manche en acier inoxydable 17-4ph.
- Normes : Marquage CE2797 - Produit fabriqué par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield.
- Conservation : Environnement propre et sec.
- Péréemption : 10 ans à partir de la date de fabrication, indiquée sur les emballages.
- Elimination : Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.

Deux tailles au choix :

- N° 3 à embout étroit (pour le montage des lames n°6 à 16 et n°40) - 12 cm
- N° 4 à embout large (pour le montage des lames n°18 à 36) - 13 cm

Vendu à l'unité.