

Stéthoscope Laubry classic Spengler

Référence 08165



Prix du produit :

49,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **stéthoscope Laubry Classic de Spengler** est un instrument de diagnostic essentiel pour les médecins, les infirmiers et autres professionnels de santé qui pratiquent les examens cardiaques et pulmonaires. Sa conception simple et robuste, associée à sa membrane haute résolution, offre une auscultation précise et fiable à un prix abordable.

Description du produit :

Ce **stéthoscope Laubry classic spengler** est un choix judicieux, instrument d'auscultation fiable et économique.

Caratéristique :

- Récepteur en laiton chromé.
- Bague anti-froid plus confortable lors de l'examen.
- Tubulure et pavillon simple, ergonomique et fonctionnel.
- Membrane haute résolution, amplifie les sons cardiaques et pulmonaires sans les déformer.
- Bague clipsée anti-froid.
- Embouts auriculaires souples à vis.
- Couleur assortie au tube.
- Grand confort et parfaite étanchéité acoustique.
- Tube simple conduit en PVC.
- Lyre orientable, tube en y court, traité anti-UV et anti-azone.

- Ressort de lyre intégré.
- Fréquence 50-1200Hz.
- Garantie 5 ans.

Information complémentaire

- Article : **Stéthoscope Laubry Classic**
- Fabricant : Spengler
- Dispositif médical : Oui
- Fonction : Ecoute des battements du coeur (rythme cardiaque)
- Réglementation : Cet article est un dispositif médical destiné aux professionnels de santé, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.
- Garantie : 5 ans