

Audiomètre Electronica 600M informatisé USB

Référence 08149



Prix du produit :

1 222,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Optez pour l'audiomètre 600M d'Electronica Medical et offrez à vos patients un dépistage auditif complet et précis. **L'audiomètre 600M d'Electronica Medical** est un outil indispensable pour les **ORL**, les **audioprothésistes** et tous les **professionnels de santé** qui souhaitent réaliser des **dépistages auditifs fiables et précis**.

Description du produit :

Découvrez l'**audiomètre 600M d'Electronica Medical** : solution complète pour un dépistage auditif précis et efficace. Gamme de fréquences étendue, logiciel performant, confort d'utilisation, ergonomie, compatible avec tous les PC Windows. Idéal pour les **ORL**, **audioprothésistes** et tous les professionnels de santé.

Caractéristiques techniques :

- Gamme de fréquence : 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (+/-1%)
- Niveau sonore : de -10 HLdB à 100 HLdB
- Incrémentation de niveau : 5 dB
- Connectivité : USB
- Alimentation : Via câble USB
- Configuration minimale du PC :

- 1 port USB
- RAM : 1 Go
- CPU : 1 GHz
- Espace libre sur disque dur : 50 Mo
- Résolution graphique : 1024x600
- Systèmes d'exploitation supportés : Windows 7, Vista, XP, 8, 10, 11
- Dimensions : H 28 x L 92 x P 150 mm
- Poids : 1,5 kg

Garantie 3 ans. CE.