

## Audiomètre Electronica 600M informatisé USB

Référence 08149



### Prix du produit :

# 1 199,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Optez pour l'audiomètre 600M d'Electronica Medical et offrez à vos patients un dépistage auditif complet et précis. L'audiomètre 600M d'Electronica Medical est un outil indispensable ORL, les pour les audioprothésistes et tous les professionnels de santé souhaitent réaliser qui des dépistages auditifs fiables et précis.

#### **Description du produit:**

Découvrez l'audiomètre 600M d'Electronica Medical : solution complète pour un dépistage auditif précis et efficace. Gamme de fréquences étendue, logiciel performant, confort d'utilisation, ergonomie, compatible avec tous les PC Windows. Idéal pour les ORL, audioprothésistes et tous les professionnels de santé.

#### Caractéristiques techniques :

 Gamme de fréquence : 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (+/-1%)

• Niveau sonore : de -10 HLdB à 100 HLdB

• Incrémentation de niveau : 5 dB

• Connectivité : USB

Alimentation : Via câble USBConfiguration minimale du PC :



1 port USBRAM : 1 GoCPU : 1 GHz

Espace libre sur disque dur : 50 MoRésolution graphique : 1024x600

• Systèmes d'exploitation supportés : Windows 7, Vista, XP, 8, 10, 11

• Dimensions : H 28 x L 92 x P 150 mm

• Poids : 1,5 kg

Garantie 3 ans. CE.