

# Audiomètre Electronica 800M avec casque Radioear DD65-V2

Référence 08150



Prix du produit :

**1 677,90 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**L'audiomètre 800M d'Electronica Medical** est un outil performant pour un dépistage auditif complet

Description du produit :

**L'audiomètre 800M d'Electronica Medical** se présente comme un allié précieux pour les professionnels de la santé auditive, tels que les ORL et les médecins du travail, leur permettant d'effectuer des dépistages auditifs complets et précis.

Caractéristiques :

- Plage de fréquences (11 valeurs) : 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
- Niveau de sortie : de -10 HLdB à 100 HLdB
- Incrémentation de niveau : 5 dB
- Stimulation : Son continu, son pulsé
- Modes de test : Manuel et automatique / Normal et méthode "Hughson Westlake" / Scénarios standard, aléatoires et personnalisés

- Calcul des pertes auditives : IPA – PAM + 3 calculs personnalisables
- Alimentation : Liaison USB (mini USB)
- Poids : 1.5 Kg avec tous les accessoires
- Dimensions : 350x300x100 mm

### **Configuration minimale du PC :**

- 1 port USB
- RAM : 1 Go
- CPU : 1 GHz
- Espace libre sur disque dur : 50 Mo
- Résolution graphique : 1024x600
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 7, Windows 8, Windows 10

### **Normes / Certifications :**

- Normes audiométriques EN 60645-1
- Marquage CE Médical CE0459 (G-MED) – Classe IIA
- Liaison USB isolée assurant la sécurité électrique (selon EN 60601-1)

Garantie 3 ans. CE.