

# Audiomètre Sibelsound DUO Modèle A type 4

Référence 08152

Prix du produit :

**1 874,76 € taxe inclu**



Description brève du produit :

Optez pour **l'audiomètre portable SIBELSOUND DUO** pour un dépistage auditif rapide et fiable en médecine du travail, en médecine générale et en milieu scolaire.

Description du produit :

**L'audiomètre portable SIBELSOUND DUO** est un outil indispensable pour les professionnels de la santé qui souhaitent proposer un dépistage auditif de qualité à leurs patients ou élèves.

L'audiomètre s'adapte à chaque établissement, car il dispose de plusieurs options de configuration, telles que la langue, l'activation du code PIN, les fréquences d'examens, la sélection du diagnostic, le mode d'enregistrement des seuils, etc.

- 11 fréquences
- 125 à 8000 Hz
- Niveaux de -10 à 100 dB
- Tactile couleur (écran 95 x 54 mm)
- Portable : sacoche de transport incluse
- Alimentation : connexion au réseau ou 4 piles AA 1,5 V / 4 piles rechargeables NiMH
- USB : connexion PC pour logiciel
- Ethernet : connexion pour exportation de données
- Base de données interne : > 1000 tests, nombre illimité de patients
- Microphone intégré
- Son continu et pulsé
- Calcul de la perte d'audition
- Visualisation des résultats

- Diagnostics : Council, IMSS, ELI, SAL, Klockhoff

**Livré avec :**

- Guide d'utilisation
- Câble USB, connexion PC
- Démonstration du Logiciel W50
- Bouton-poussoir patient
- Jeu d'écouteurs DD45
- Valise de transport
- Alimentation externe