


Test auditif de Boel électronique

Référence 08153



Prix du produit :

29,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le Test Auditif Électronique BOEL est un instrument précieux utilisé par les pédiatres pour évaluer l'acuité auditive des jeunes patients.

Description du produit:

Le Test Auditif Électronique BOEL s'impose comme un outil indispensable pour les pédiatres soucieux de proposer à leurs patients un dépistage auditif fiable et efficace, contribuant ainsi à une prise en charge précoce des troubles auditifs.

Les 2 stimulations sonores émises reproduisent un son sourd-grave à basse fréquence de 125-150 Hz env. et un son aigu-sonorisé à haute fréquence d'environ 5,0-5,1 kHz parfaitement équivalents au son des grelots du BOEL test (86 dBA, 96 dBA).

- Ceci permet de tester la réponse de l'enfant à ces seuils limites particulièrement significatifs.
- Seulement 2 boutons pour sélectionner les deux fréquences de test
- Léger
- Alimenté par batterie
- Dispositif maniable
- Dimensions: 6,8 x 4,7 cm
- Poids: 27g

Garantie 1 an. CE.

