

# Test auditif de Boel électronique


Référence 08153

Prix du produit :

**29,58 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Le Test Auditif Électronique BOEL** est un instrument précieux utilisé par les pédiatres pour évaluer l'acuité auditive des jeunes patients.



Description du produit :

**Le Test Auditif Électronique BOEL** s'impose comme un outil indispensable pour les pédiatres soucieux de proposer à leurs patients un dépistage auditif fiable et efficace, contribuant ainsi à une prise en charge précoce des troubles auditifs.

Les 2 stimulations sonores émises reproduisent un son sourd-grave à basse fréquence de 125-150 Hz env. et un son aigu-sonorisé à haute fréquence d'environ 5,0-5,1 kHz parfaitement équivalents au son des grelots du BOEL test (86 dBA, 96 dBA).

- Ceci permet de tester la réponse de l'enfant à ces seuils limites particulièrement significatifs.
- Seulement 2 boutons pour sélectionner les deux fréquences de test
- Léger
- Alimenté par batterie
- Dispositif maniable
- Dimensions : 6,8 x 4,7 cm
- Poids : 27g

**Garantie 1 an. CE.**

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

