

Négatoscope Led 1 Plage Extra-plat

Référence 08167



Prix du produit :

135,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Besoin d'un visualiseur fiable, fin et économique ? Ce **négatoscope LED 1 plage** combine châssis aluminium, **1 200 cd/m²** et allumage automatique pour fluidifier vos lectures. Passez à une solution prête à poser, durable et conforme.

Contenu de l'emballage

- 1 négatoscope LED extra-plat 1 plage.
- Câble secteur et kit de fixation de base + notice d'utilisation.

VENDU A L'UNITÉ

Description du produit :

Le **négatoscope LED extra-plat 1 plage** est un outil indispensable pour les radiologues, les médecins généralistes et les autres professionnels de la santé qui ont besoin d'une solution d'imagerie médicale fiable et performante.

Négatoscope LED extra-plat 1 plage.

- Structure de l'écran en alliage d'aluminium haute résistance.
- Les angles sont protégés par une plage d'acier recouverte d'ABS.

- Ecran en polymère méthacrylique.
- L'intérieur et l'extérieur sont recouverts d'une poudre projetée antistatique.
- Ces négatoscopes offrent un système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, et sans conséquence pour les radios.
- Alumage automatique dès insertion de la radio
- Voltage/ Fréquence : 220V/ 30-100Hz.
- Luminance : 1 200 cd/m2. - 22W LED

Dimensions 1 plage :

Totale : L 65 x l 64 x p 12 cm

Garantie 2 ans. CE.