

Négatoscope Led 1 Plage Extra-plat

Référence 08167



Prix du produit :

137,70 € taxe inclu

Description brève du produit :

Besoin d'un visualiseur fiable, fin et économique ? Ce **négatoscope LED 1 plage** combine châssis aluminium, **1 200 cd/m²** et allumage automatique pour fluidifier vos lectures. Passez à une solution prête à poser, durable et conforme.

Contenu de l'emballage

- 1 négatoscope LED extra-plat 1 plage.
- Câble secteur et kit de fixation de base + notice d'utilisation.

VENDU A L'UNITÉ

Description du produit :

Le négatoscope LED extra-plat 1 plage est un outil indispensable pour les radiologues, les médecins généralistes et les autres professionnels de la santé qui ont besoin d'une solution d'imagerie médicale fiable et performante.

Négatoscope LED extra-plat 1 plage.

- Structure de l'écran en alliage d'aluminium haute résistance.
- Les angles sont protégés par une plage d'acier recouverte d'ABS.

- Ecran en polymère méthacrylique.
- L'intérieur et l'extérieur sont recouverts d'une poudre projetée antistatique.
- Ces négatoscopes offrent un système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, et sans conséquence pour les radios.
- Alumage automatique dès insertion de la radio
- Voltage/ Fréquence : 220V/ 30-100Hz.
- Luminance : 1 200 cd/m². - 22W LED

Dimensions 1 plage :

Totale : L 65 x l 64 x p 12 cm

Garantie 2 ans. CE.