

Négatoscope Led 3 Plages Extra-plat

Référence 08169



Prix du produit :

303,96 € taxe inclu

Description brève du produit :

Optez pour le **négatoscope LED extra-plat 3 plages** pour une expérience d'imagerie médicale inégalée, alliant performance, polyvalence et gain de place.

Description du produit :

Le **négatoscope LED extra-plat 3 plages** est un choix idéal pour les radiologues, les centres d'imagerie médicale et les hôpitaux qui recherchent une solution d'imagerie de pointe, à la fois performante, flexible et peu encombrante.

Négatoscope LED extra-plat 3 plages.

- Structure de l'écran en alliage d'aluminium haute résistance.
- Les angles sont protégés par une plage d'acier recouverte d'ABS.
- Ecran en polymère méthacrylique.
- L'intérieur et l'extérieur sont recouverts d'une poudre projetée antistatique.
- Ces négatoscopes offrent un système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, et sans conséquence pour les radios.
- Allumage automatique dès insertion de la radio
- Voltage/ Fréquence : 220V/ 30-100Hz.
- Luminance : 1 200 cd/m2. - 22W LED

Dimensions totale 3 plages : : L 138 x l 64 x p 12 cm

Garantie 2 ans. CE.

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

